



Mème® LP/T



Mème® MP/T



Mème® HP/T




Mème® XP/T

Mème® *SublimeLine®*

POLYtxt®

Implantes mamarios rellenos de gel de silicona
redondos, con superficie texturizada.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

Même® – POLYtxt® (texturizado)																	
Base (mm)		LP – proyección baja			MP – proyección moderada			HP – proyección alta			XP – proyección extra alta						
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)				
			C	D		C	D		C	D		C	D				
70	70	20724-055 ^{1*}	23	43	55	20725-070 ^{1*}	28	47	70	20726-090 ^{1*}	34	51	90	20727-105 ^{1*}	40	55	105
75	75	20724-065 ¹	24	46	65	20725-090 ¹	30	50	90	20726-110 ¹	36	54	110	20727-125 ¹	43	59	125
80	80	20724-085 ^{1*}	24	49	85	20725-105 ^{1*}	31	53	105	20726-125 ^{1*}	37	58	125	20727-155 ^{1*}	45	62	155
85	85	20724-095 ¹	25	51	95	20725-120	32	56	120	20726-155	39	61	155	20727-180	47	66	180
90	90	20724-110 [*]	26	54	110	20725-145 [*]	33	59	145	20726-180 [*]	40	64	180	20727-215 [*]	49	69	215
95	95	20724-125	27	57	125	20725-165	35	62	165	20726-210	42	67	210	20727-250	51	73	250
100	100	20724-150 [*]	28	60	150	20725-195 [*]	36	65	195	20726-235 [*]	44	71	235	20727-285 [*]	53	77	285
105	105	20724-165	29	62	165	20725-220	37	68	220	20726-275	45	74	275	20727-330	55	80	330
110	110	20724-185 [*]	29	65	185	20725-255 [*]	38	71	255	20726-315 [*]	47	77	315	20727-380 [*]	57	84	380
115	115	20724-215	30	68	215	20725-285	40	74	285	20726-360	49	80	360	20727-430	59	87	430
120	120	20724-235 [*]	31	71	235	20725-320 [*]	41	77	320	20726-400 [*]	51	83	400	20727-485 [*]	61	91	485
125	125	20724-270	32	73	270	20725-360	43	80	360	20726-450	53	87	450	20727-545	63	94	545
130	130	20724-295 [*]	33	76	295	20725-400 [*]	44	83	400	20726-505 [*]	55	90	505	20727-610 [*]	65	98	610
135	135	20724-330	34	79	330	20725-445	45	86	445	20726-560	57	93	560	20727-675	67	101	675
140	140	20724-365 [*]	35	82	365	20725-495 ^{1*}	47	89	495	20726-620 [*]	59	96	620	20727-755 ^{1*}	69	105	755
145	145	20724-400 ¹	35	85	400	20725-545 ¹	48	92	545	20726-690	61	100	690	20727-830 ¹	71	108	830
150	150	20724-440 ^{1*}	36	87	440	20725-600 ^{1*}	49	95	600	20726-760 ^{1*}	62	103	760	20727-920 ^{1*}	73	112	920
155	155	20724-485 ¹	37	90	485	20725-660 ¹	51	98	660	20726-835 ¹	64	106	835	20727-1010 ¹	75	115	1010

Medidas aproximadas. Los tamaños en ita y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Même® *SublimeLine*® con una superficie texturizada POLYtxt® tienen una base redonda y una proyección central. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de

barrera adicional que impide la difusión del gel. La superficie de la cubierta del implante POLYtxt® es texturizada. Esta superficie es conocida por su fiabilidad y se ha demostrado contribuir a la reducción de las cuotas de contractura capsular¹.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

1: 8-15% (Iwuagwu + Frame, 1997), 15% menos que con implantes lisos (Handel, 2006)

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es