



Replicon® LP/T



Replicon® MP/T



Replicon® HP/T




Replicon® XP/T

Replicon® *SublimeLine*®

POLYtxt®

Implantes mamarios anatómicos
de base redonda, rellenos de gel de silicona,
con superficie texturizada.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

Replicon® – POLYtxt® (texturizado)																	
Base (mm)		LP – proyección baja			MP – proyección moderada			HP – proyección alta			XP – proyección extra alta						
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Nº de pedido	Proyección (mm)		Nº de pedido	Proyección (mm)		Nº de pedido	Proyección (mm)					
			C	D		C	D		C	D		C	D				
70	70	20734-050 ^{1*}	23	33	50	20735-065 ^{1*}	28	37	65	20736-075 ^{1*}	34	42	75	20737-095 ^{1*}	40	46	95
75	75	20734-060 ¹	24	34	60	20735-075 ¹	30	39	75	20736-095 ¹	36	44	95	20737-110 ¹	43	49	110
80	80	20734-070 ^{1*}	24	36	70	20735-095 ^{1*}	31	41	95	20736-115 ^{1*}	37	47	115	20737-130 ^{1*}	45	52	130
85	85	20734-085 ¹	25	38	85	20735-110 ¹	32	44	110	20736-130	39	49	130	20737-160 ¹	47	55	160
90	90	20734-100 ^{1*}	26	40	100	20735-125 ^{1*}	33	46	125	20736-160 ^{1*}	40	52	160	20737-185 ^{1*}	49	58	185
95	95	20734-110 ¹	27	42	110	20735-150	35	48	150	20736-180	42	54	180	20737-220	51	61	220
100	100	20734-125 ^{1*}	28	44	125	20735-170 ^{1*}	36	50	170	20736-210 ^{1*}	44	57	210	20737-255 ^{1*}	53	63	255
105	105	20734-150	29	46	150	20735-195	37	52	195	20736-240	45	59	240	20737-290	55	66	290
110	110	20734-165 ^{1*}	29	48	165	20735-220 ^{1*}	38	55	220	20736-275 ^{1*}	47	62	275	20737-330 ^{1*}	57	69	330
115	115	20734-185	30	50	185	20735-255	40	57	255	20736-315	49	64	315	20737-380	59	72	380
120	120	20734-210 ^{1*}	31	52	210	20735-280 ^{1*}	41	59	280	20736-350 ^{1*}	51	67	350	20737-425 ^{1*}	61	75	425
125	125	20734-235	32	54	235	20735-320	43	61	320	20736-395	53	69	395	20737-480	63	78	480
130	130	20734-265 ^{1*}	33	56	265	20735-350 ^{1*}	44	63	350	20736-445 ^{1*}	55	72	445	20737-535 ^{1*}	65	80	535
135	135	20734-290 ¹	34	58	290	20735-390	45	66	390	20736-495	57	74	495	20737-600	67	83	600
140	140	20734-320 ^{1*}	35	59	320	20735-435 ^{1*}	47	68	435	20736-550 ^{1*}	59	77	550	20737-665 ^{1*}	69	86	665
145	145	20734-350 ¹	35	61	350	20735-480 ¹	48	70	480	20736-605	61	79	605	20737-730 ¹	71	89	730
150	150	20734-390 ^{1*}	36	63	390	20735-530 ^{1*}	49	72	530	20736-670 ^{1*}	62	82	670	20737-810 ^{1*}	73	92	810
155	155	20734-425 ¹	37	65	425	20735-580 ¹	51	74	580	20736-735 ¹	64	84	735	20737-890 ¹	75	95	890

Medidas aproximadas. Los tamaños en lila y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Mème® *SublimeLine*® con una superficie texturizada POLYtxt® tienen una base redonda y una proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de

barrera adicional que impide la difusión del gel. La superficie de la cubierta del implante POLYtxt® es texturizada. Esta superficie es conocida por su fiabilidad y se ha demostrado contribuir a la reducción de las cuotas de contractura capsular¹.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

1: 8-15% (Iwuagwu + Frame, 1997), 15% menos que con implantes lisos (Handel, 2006)

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es

