



Optimam® LP/T



Optimam® MP/T



Optimam® HP/T




Optimam® XP/T











Optimam® *SublimeLine*®

POLYtxt®

Implantes mamarios anatómicos
de base alta, rellenos de gel de silicona,
con superficie texturizada.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

Optimam® – POLYtxt® (texturizado)																	
Base (mm)		LP – proyección baja				MP – proyección moderada			HP – proyección alta			XP – proyección extra alta					
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)
																	
70	81	20774-060 ^{1*}	23	35	60	20775-075 ^{1*}	28	39	75	20776-095 ^{1*}	34	44	95	20777-110 ^{1*}	40	48	110
75	87	20774-070 ¹	24	37	70	20775-090 ¹	30	41	90	20776-110 ¹	36	46	110	20777-130 ¹	43	51	130
80	93	20774-085 ^{1*}	24	39	85	20775-105 ^{1*}	31	44	105	20776-130 ^{1*}	37	49	130	20777-160 ^{1*}	45	54	160
85	99	20774-100 ¹	25	41	100	20775-125 ¹	32	46	125	20776-155 ¹	39	52	155	20777-185 ¹	47	57	185
90	104	20774-110 ^{1*}	26	43	110	20775-150 ^{1*}	33	48	150	20776-180 ^{1*}	40	54	180	20777-220 ^{1*}	49	60	220
95	110	20774-130 ¹	27	45	130	20775-170 ¹	35	51	170	20776-215 ¹	42	57	215	20777-255 ¹	51	63	255
100	116	20774-150 ^{1*}	28	47	150	20775-200 ^{1*}	36	53	200	20776-250 ^{1*}	44	60	250	20777-290 ^{1*}	53	66	290
105	122	20774-170 ¹	29	49	170	20775-225 ¹	37	56	225	20776-280 ¹	45	62	280	20777-335 ¹	55	69	335
110	128	20774-195 ^{1*}	29	51	195	20775-260 ^{1*}	38	58	260	20776-320 ^{1*}	47	65	320	20777-385 ^{1*}	57	72	385
115	133	20774-220 ¹	30	54	220	20775-290 ¹	40	60	290	20776-365 ¹	49	68	365	20777-440 ¹	59	75	440
120	139	20774-240 ^{1*}	31	56	240	20775-330 ^{1*}	41	63	330	20776-415 ^{1*}	51	70	415	20777-495 ^{1*}	61	78	495
125	145	20774-275 ¹	32	58	275	20775-370 ¹	43	65	370	20776-460 ¹	53	73	460	20777-555 ¹	63	81	555
130	151	20774-305 ^{1*}	33	60	305	20775-405 ^{1*}	44	67	405	20776-515 ^{1*}	55	76	515	20777-620 ^{1*}	65	84	620
135	157	20774-335 ¹	34	62	335	20775-455 ¹	45	70	455	20776-570 ¹	57	78	570	20777-695 ¹	67	87	695
140	162	20774-375 ^{1*}	35	64	375	20775-505 ^{1*}	47	72	505	20776-640 ^{1*}	59	81	640	20777-770 ^{1*}	69	90	770
145	168	20774-415 ¹	35	66	415	20775-555 ¹	48	74	555	20776-705 ¹	61	84	705	20777-855 ¹	71	93	855
150	174	20774-450 ^{1*}	36	68	450	20775-610 ^{1*}	49	77	610	20776-775 ^{1*}	62	86	775	20777-940 ^{1*}	73	96	940
155	180	20774-495 ¹	37	70	495	20775-670 ¹	51	79	670	20776-855 ¹	64	89	855	20777-1035 ¹	75	99	1035

Medidas aproximadas. Los tamaños en *lila* y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestros condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Optimam® *SublimeLine*® con una superficie texturizada POLYtxt® tienen una base ovalada alta y una proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los

implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel. La superficie de la cubierta del implante POLYtxt® es texturizada. Esta superficie es conocida por su fiabilidad y se ha demostrado contribuir a la reducción de las cuotas de contractura capsular¹.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

1: 8-15% (Iwuagwu + Frame, 1997), 15% menos que con implantes lisos (Handel, 2006)

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com

