



Mème® LP



Mème® MP



Mème® HP




Mème® XP








Mème® *SublimeLine®*

MESMO® sensitive

Implantes mamarios rellenos de gel de silicona
redondos, con superficie micro-texturizada.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

Même® – MESMO® sensitive (micro-texturizado)													
Base (mm)		MP – proyección moderada			HP – proyección alta			XP – proyección extra alta					
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)
													
A	B		C	D			C	D			C	D	
70	70	15725-070 ¹ *	28	47	70	15726-090 ¹ *	34	51	90				
75	75	15725-090 ¹	30	50	90	15726-110 ¹	36	54	110				
80	80	15725-105 ¹ *	31	53	105	15726-125 ¹ *	37	58	125				
85	85	15725-120 ¹	32	56	120	15726-155 ¹	39	61	155				
90	90	15725-145 ¹ *	33	59	145	15726-180 ¹ *	40	64	180	15727-215 ¹ *	49	69	215
95	95	15725-165	35	62	165	15726-210	42	67	210	15727-250 ¹	51	73	250
100	100	15725-195 ¹ *	36	65	195	15726-235 ¹ *	44	71	235	15727-285 ¹ *	53	77	285
103	103					15726-255	45	72	255	15727-305 ¹	54	78	305
105	105	15725-220	37	68	220	15726-275	45	74	275	15727-330	55	80	330
108	108					15726-295	46	75	295	15727-355 ¹ *	56	82	355
110	110	15725-255 ¹ *	38	71	255	15726-315 ¹ *	47	77	315	15727-380 ¹ *	57	84	380
113	113					15726-335	48	79	335				
115	115	15725-285	40	74	285	15726-360	49	80	360	15727-430	59	87	430
118	118	15725-300	40	75	300								
120	120	15725-320 ¹ *	41	77	320	15726-400 ¹ *	51	83	400	15727-485 ¹ *	61	91	485
125	125	15725-360	43	80	360	15726-450	53	87	450				
130	130	15725-400 ¹ *	44	83	400	15726-505 ¹ *	55	90	505				
135	135	15725-445	45	86	445	15726-560	57	93	560				
140	140	15725-495 ¹ *	47	89	495	15726-620 ¹ *	59	96	620				
145	145	15725-545 ¹	48	92	545	15726-690 ¹	61	100	690				
150	150	15725-600 ¹ *	49	95	600	15726-760 ¹ *	62	103	760				
155	155	15725-660 ¹	51	98	660	15726-835 ¹	64	106	835				

Medidas aproximadas. Los tamaños en ita y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Même® *SublimeLine*® con una superficie micro-texturizada MESMO® sensitive tienen una base redonda y una proyección central. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de

mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel. La superficie de la cubierta del implante MESMO® sensitive es micro-texturizada.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es

