



Mème® LP/M



Mème® MP/M



Mème® HP/M




Mème® XP/M

Mème® *SublimeLine*®

Microthane®

Implantes mamarios rellenos de gel de silicona redondos, con superficie recubierta de micro-poliuretano.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

| Même® – Microthane® (cubierta poliuretano) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|-----------------|----|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------------|----------------------------|-----|-----------|-------------------------|----|-----|------|
| Base (mm) | | LP – proyección baja | | | MP – proyección moderada | | | HP – proyección alta | | | XP – proyección extra alta | | | | | | |
| ancho | alto | Nº de pedido | Proyección (mm) | | Vol. (ml) | Nº de pedido | Proyección (mm) | | Vol. (ml) | Nº de pedido | Proyección (mm) | | Vol. (ml) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | B | D | | | B | D | | | B | D | | | | | |
| 73 | 73 | 30724-055* | 25 | 46 | 55 | 30725-070* | 30 | 51 | 70 | 30726-090* | 36 | 55 | 90 | 30727-105* | 42 | 59 | 105 |
| 78 | 78 | 30724-065 ¹ | 26 | 49 | 65 | 30725-090 ¹ | 32 | 54 | 90 | 30726-110 ¹ | 38 | 58 | 110 | 30727-125 ¹ | 45 | 63 | 125 |
| 83 | 83 | 30724-085* | 26 | 51 | 85 | 30725-105* | 33 | 57 | 105 | 30726-125* | 39 | 62 | 125 | 30727-155* | 47 | 66 | 155 |
| 88 | 88 | 30724-095 ¹ | 27 | 54 | 95 | 30725-120 ¹ | 34 | 60 | 120 | 30726-155 ¹ | 41 | 65 | 155 | 30727-180 ¹ | 49 | 70 | 180 |
| 93 | 93 | 30724-110* | 28 | 57 | 110 | 30725-145* | 35 | 63 | 145 | 30726-180* | 42 | 68 | 180 | 30727-215* | 51 | 73 | 215 |
| 98 | 98 | 30724-125 ¹ | 29 | 60 | 125 | 30725-165 ¹ | 37 | 66 | 165 | 30726-210 | 44 | 71 | 210 | 30727-250 ¹ | 53 | 77 | 250 |
| 103 | 103 | 30724-150* | 30 | 62 | 150 | 30725-195* | 38 | 69 | 195 | 30726-235* | 46 | 75 | 235 | 30727-285* | 55 | 81 | 285 |
| 108 | 108 | 30724-165 ¹ | 31 | 65 | 165 | 30725-220 | 39 | 72 | 220 | 30726-275 | 47 | 78 | 275 | 30727-330 | 57 | 84 | 330 |
| 113 | 113 | 30724-185* | 31 | 68 | 185 | 30725-255* | 40 | 75 | 255 | 30726-315* | 49 | 81 | 315 | 30727-380* | 59 | 88 | 380 |
| 118 | 118 | 30724-215 | 32 | 71 | 215 | 30725-285 | 42 | 78 | 285 | 30726-360 | 51 | 84 | 360 | 30727-430 | 61 | 91 | 430 |
| 123 | 123 | 30724-235* | 33 | 73 | 235 | 30725-320* | 43 | 81 | 320 | 30726-400* | 53 | 87 | 400 | 30727-485* | 63 | 95 | 485 |
| 128 | 128 | 30724-270 | 34 | 76 | 270 | 30725-360 | 45 | 84 | 360 | 30726-450 | 55 | 91 | 450 | 30727-545 | 65 | 98 | 545 |
| 133 | 133 | 30724-295* | 35 | 79 | 295 | 30725-400* | 46 | 87 | 400 | 30726-505* | 57 | 94 | 505 | 30727-610* | 67 | 102 | 610 |
| 138 | 138 | 30724-330 ¹ | 36 | 82 | 330 | 30725-445 | 47 | 90 | 445 | 30726-560 | 59 | 97 | 560 | 30727-675 ¹ | 69 | 105 | 675 |
| 143 | 143 | 30724-365* | 37 | 85 | 365 | 30725-495* | 49 | 93 | 495 | 30726-620* | 61 | 100 | 620 | 30727-755* | 71 | 109 | 755 |
| 148 | 148 | 30724-400 ¹ | 37 | 87 | 400 | 30725-545 ¹ | 50 | 96 | 545 | 30726-690 ¹ | 63 | 104 | 690 | 30727-830 ¹ | 73 | 112 | 830 |
| 153 | 153 | 30724-440* | 38 | 90 | 440 | 30725-600* | 51 | 99 | 600 | 30726-760* | 64 | 107 | 760 | 30727-920* | 75 | 116 | 920 |
| 158 | 158 | 30724-485 ¹ | 39 | 93 | 485 | 30725-660 ¹ | 53 | 102 | 660 | 30726-835 ¹ | 66 | 110 | 835 | 30727-1010 ¹ | 77 | 118 | 1010 |

Medidas aproximadas. Los tamaños en *lila* y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Même® *SublimeLine*® Microthane® tienen una superficie recubierta de micropoliuretano, una base redonda y una proyección central. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel.

La cubierta del implante está recubierta en espuma de micropoliuretano, una superficie que reduce el riesgo de contractura capsular. En POLYTECH, el nombre comercial de esta superficie es Microthane®.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es