



Replicon® LP/M



Replicon® MP/M



Replicon® HP/M




Replicon® XP/M

Replicon® *SublimeLine*®

Microthane®

Implantes mamarios anatómicos
de base redonda, rellenos de gel de silicona,
con superficie recubierta de micro-poliuretano.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

Replicon® – Microthane® (cubierta poliuretano)																	
Base (mm)		LP – proyección baja			MP – proyección moderada			HP – proyección alta			XP – proyección extra alta						
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)				
			C	D			C	D			C	D					
73	73	30734-050*	25	34	50	30735-065*	30	41	65	30736-075*	36	46	75	30737-095*	42	50	95
78	78	30734-060 ¹	26	36	60	30735-075 ¹	32	43	75	30736-095 ¹	38	48	95	30737-110 ¹	45	53	110
83	83	30734-070*	26	38	70	30735-095*	33	45	95	30736-115*	39	51	115	30737-130*	47	56	130
88	88	30734-085 ¹	27	40	85	30735-110 ¹	34	48	110	30736-130 ¹	41	53	130	30737-160 ¹	49	59	160
93	93	30734-100*	28	42	100	30735-125*	35	50	125	30736-160*	42	56	160	30737-185*	51	62	185
98	98	30734-110 ¹	29	44	110	30735-150	37	52	150	30736-180	44	58	180	30737-220	53	65	220
103	103	30734-125*	30	46	125	30735-170*	38	54	170	30736-210*	46	61	210	30737-255*	55	67	255
108	108	30734-150 ¹	31	48	150	30735-195	39	56	195	30736-240	47	63	240	30737-290	57	70	290
113	113	30734-165*	31	50	165	30735-220*	40	59	220	30736-275*	49	66	275	30737-330*	59	73	330
118	118	30734-185	32	52	185	30735-255	42	61	255	30736-315	51	68	315	30737-380	61	76	380
123	123	30734-210*	33	54	210	30735-280*	43	63	280	30736-350*	53	71	350	30737-425*	63	79	425
128	128	30734-235	34	56	235	30735-320	45	65	320	30736-395	55	73	395	30737-480	65	82	480
133	133	30734-265*	35	58	265	30735-350*	46	67	350	30736-445*	57	76	445	30737-535*	67	84	535
138	138	30734-290	36	59	290	30735-390	47	70	390	30736-495	59	78	495	30737-600	69	87	600
143	143	30734-320*	37	61	320	30735-435*	49	72	435	30736-550*	61	81	550	30737-665*	71	90	665
148	148	30734-350 ¹	37	63	350	30735-480	50	74	480	30736-605 ¹	63	83	605	30737-730 ¹	73	93	730
153	153	30734-390*	38	65	390	30735-530*	51	76	530	30736-670*	64	86	670	30737-810*	75	96	810
158	158	30734-425 ¹	39	67	425	30735-580 ¹	53	78	580	30736-735 ¹	66	88	735	30737-890 ¹	77	99	890

Medidas aproximadas. Los tamaños en lila y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Replicon® *SublimeLine*® Microthane® tienen una superficie recubierta de micropoliuretano, una base redonda y una proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel.

La cubierta del implante está recubierta en espuma de micropoliuretano, una superficie que reduce el riesgo de contractura capsular. En POLYTECH, el nombre comercial de esta superficie es Microthane®.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es

