



Opticon® LP/M



Opticon® MP/M



Opticon® HP/M




Opticon® XP/M

Opticon® *SublimeLine*®

Microthane®

Implantes mamarios anatómicos
de base corta, rellenos de gel de silicona,
con superficie recubierta de micro-poliuretano.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

Opticon® – Microthane® (micro-poliuretano)																	
Base (mm)		LP – proyección baja			MP – proyección moderada			HP – proyección alta			XP – proyección extra alta						
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)				
			C	D			C	D			C	D					
73	62	30744-045 ¹ *	25	32	45	30745-055 ¹ *	30	39	55	30746-065 ¹ *	36	44	65	30747-075 ¹ *	42	48	75
78	66	30744-050 ¹	26	34	50	30745-065 ¹	32	41	65	30746-075 ¹	38	46	75	30747-095 ¹	45	51	95
83	70	30744-060 ¹ *	26	35	60	30745-075 ¹ *	33	43	75	30746-095 ¹ *	39	48	95	30747-115 ¹ *	47	54	115
88	74	30744-070 ¹	27	37	70	30745-095 ¹	34	45	95	30746-115 ¹	41	51	115	30747-130 ¹	49	56	130
93	79	30744-085 ¹ *	28	39	85	30745-105 ¹ *	35	47	105	30746-130 ¹ *	42	53	130	30747-160 ¹ *	51	59	160
98	83	30744-095 ¹	29	41	95	30745-125 ¹	37	49	125	30746-155 ¹	44	55	155	30747-185 ¹	53	62	185
103	87	30744-110 ¹ *	30	42	110	30745-145 ¹ *	38	51	145	30746-175 ¹ *	46	58	175	30747-215 ¹ *	55	65	215
108	91	30744-120 ¹	31	44	120	30745-165	39	53	165	30746-205	47	60	205	30747-240	57	67	240
113	95	30744-140 ¹ *	31	46	140	30745-185 ¹ *	40	55	185	30746-230 ¹ *	49	62	230	30747-280 ¹ *	59	70	280
118	100	30744-160 ¹	32	48	160	30745-210	42	57	210	30746-265	51	65	265	30747-320	61	73	320
123	104	30744-175 ¹ *	33	49	175	30745-235 ¹ *	43	59	235	30746-295 ¹ *	53	67	295	30747-360 ¹ *	63	75	360
128	108	30744-200 ¹	34	51	200	30745-265	45	61	265	30746-335	55	69	335	30747-400	65	78	400
133	112	30744-220 ¹ *	35	53	220	30745-295 ¹ *	46	63	295	30746-375 ¹ *	57	72	375	30747-450 ¹ *	67	81	450
138	116	30744-240 ¹	36	55	240	30745-330	47	65	330	30746-420	59	74	420	30747-500	69	83	500
143	121	30744-270 ¹ *	37	56	270	30745-365 ¹ *	49	67	365	30746-460 ¹ *	61	76	460	30747-560 ¹ *	71	86	560
148	125	30744-295 ¹	37	58	295	30745-400	50	69	400	30746-510	63	79	510	30747-615	73	89	615
153	129	30744-325 ¹ *	38	60	325	30745-445 ¹ *	51	71	445	30746-560 ¹ *	64	81	560	30747-680 ¹ *	75	91	680
158	133	30744-360 ¹	39	62	360	30745-490 ¹	53	73	490	30746-615 ¹	66	84	615	30747-750 ¹	77	94	750

Medidas aproximadas. Los tamaños en **lila** y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Opticon® *SublimeLine*® Microthane® tienen una superficie recubierta en micropoliuretano, una base ovalada corta y una proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel.

La cubierta del implante está recubierta en espuma de micropoliuretano, una superficie que reduce el riesgo de contractura capsular. En POLYTECH, el nombre comercial de esta superficie es Microthane®.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com