



Optimam® LP/M



Optimam® MP/M



Optimam® HP/M




Optimam® XP/M

Optimam® *SublimeLine*®

Microthane®

Implantes mamarios anatómicos
de base alta, rellenos de gel de silicona,
con superficie recubierta de micro-poliuretano.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH 
health & aesthetics

Optimam® – Microthane® (micro-poliuretano)																	
Base (mm)		LP – proyección baja			MP – proyección moderada			HP – proyección alta			XP – proyección extra alta						
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)				
A	B		C	D			C	D			C	D					
73	84	30774-060 ¹ *	25	37	60	30775-075 ¹ *	30	43	75	30776-095 ¹ *	36	48	95	30777-110 ¹ *	42	52	110
78	90	30774-070 ¹	26	38	70	30775-090 ¹	32	45	90	30776-110 ¹	38	50	110	30777-130 ¹	45	55	130
83	96	30774-085 ¹ *	26	41	85	30775-105 ¹ *	33	48	105	30776-130 ¹ *	39	53	130	30777-160 ¹ *	47	58	160
88	102	30774-100 ¹	27	43	100	30775-125 ¹	34	50	125	30776-155 ¹	41	56	155	30777-185 ¹	49	61	185
93	107	30774-110 ¹ *	28	45	110	30775-150 ¹ *	35	52	150	30776-180 ¹ *	42	58	180	30777-220 ¹ *	51	64	220
98	113	30774-130 ¹	29	47	130	30775-170 ¹	37	55	170	30776-215 ¹	44	61	215	30777-255 ¹	53	67	255
103	119	30774-150 ¹ *	30	49	150	30775-200 ¹ *	38	57	200	30776-250 ¹ *	46	64	250	30777-290 ¹ *	55	70	290
108	125	30774-170 ¹	31	51	170	30775-225 ¹	39	60	225	30776-280	47	66	280	30777-335	57	73	335
113	131	30774-195 ¹ *	31	54	195	30775-260*	40	62	260	30776-320*	49	69	320	30777-385*	59	76	385
118	136	30774-220 ¹	32	56	220	30775-290	42	64	290	30776-365	51	72	365	30777-440	61	79	440
123	142	30774-240 ¹ *	33	58	240	30775-330*	43	67	330	30776-415*	53	74	415	30777-495*	63	82	495
128	148	30774-275 ¹	34	60	275	30775-370	45	69	370	30776-460 ¹	55	77	460	30777-555	65	85	555
133	154	30774-305 ¹ *	35	62	305	30775-405 ¹ *	46	71	405	30776-515 ¹ *	57	80	515	30777-620 ¹ *	67	88	620
138	160	30774-335 ¹ *	36	64	335	30775-455 ¹ *	47	74	455	30776-570 ¹ *	59	82	570	30777-695 ¹ *	69	91	695
143	165	30774-375 ¹ *	37	66	375	30775-505 ¹ *	49	76	505	30776-640 ¹ *	61	85	640	30777-770 ¹ *	71	94	770
148	171	30774-415 ¹	37	68	415	30775-555 ¹	50	78	555	30776-705 ¹	63	88	705	30777-855 ¹	73	97	855
153	177	30774-450 ¹ *	38	70	450	30775-610 ¹ *	51	81	610	30776-775 ¹ *	64	90	775	30777-940 ¹ *	75	100	940
158	183	30774-495 ¹	39	72	495	30775-670 ¹	53	83	670	30776-855 ¹	66	93	855	30777-1035 ¹	77	103	1035

Medidas aproximadas. Los tamaños en lila y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona Optimam® *SublimeLine*® Microthane® tienen una superficie recubierta en micropoliuretano, una base ovalada alta y una proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel.

La cubierta del implante está recubierta en espuma de micropoliuretano, una superficie que reduce el riesgo de contractura capsular. En POLYTECH, el nombre comercial de esta superficie es Microthane®.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com

