



Replicon® LP



Replicon® MP



Replicon® HP




Replicon® XP









## Replicon® *SublimeLine*®

### MESMO® sensitive

Implantes mamarios anatómicos de base redonda, rellenos de gel de silicona, con superficie micro-texturizada.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

**POLYTECH**   
health & aesthetics

Replicon® – MESMO® sensitive (micro-texturizado)													
Base (mm)		MP – proyección moderada				HP – proyección alta				XP – proyección extra alta			
ancho	alto	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		Vol. (ml)	Nº de pedido	Proyección (mm)		
													
A	B		C	D			C	D			C	D	
100	100					15736-210*	44	57	210	15737-255 <sup>1</sup> *	53	63	255
105	105					15736-240	45	59	240	15737-290	55	66	290
110	110	15735-220*	38	55	220	15736-275*	47	62	275	15737-330*	57	69	330
115	115	15735-255	40	57	255	15736-315	49	64	315	15737-380	59	72	380
120	120	15735-280*	41	59	280	15736-350*	51	67	350	15737-425*	61	75	425
125	125	15735-320	43	61	320	15736-395	53	69	395	15737-480	63	78	480
130	130	15735-350*	44	63	350	15736-445*	55	72	445	15737-535 <sup>1</sup> *	65	80	535
135	135	15735-390	45	66	390	15736-495	57	74	495	15737-600 <sup>1</sup>	67	83	600
140	140	15735-435*	47	68	435	15736-550*	59	77	550				
145	145	15735-480 <sup>1</sup>	48	70	480	15736-605 <sup>1</sup>	61	79	605				
150	150	15735-530 <sup>1</sup> *	49	72	530	15736-670 <sup>1</sup> *	62	82	670				
155	155					15736-735 <sup>1</sup> *	64	84	735				

Medidas aproximadas. Los tamaños en lila y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestras condiciones para productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona (estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco \*.

## Descripción del producto

Los implantes rellenos de gel de silicona *Même*® *SublimeLine*® con una superficie micro-texturizada MESMO® sensitive tienen una base redonda y una proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes *SublimeLine*® se maximiza para proporcionar más volumen.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta calidad está muy cerca de la sensación natural y las propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están disponibles en cuatro proyecciones: proyección baja (LP), moderada (MP), alta (HP), y extra alta (XP).

La especial medición de la curva D, que describe la distancia entre el punto más alto de la proyección y el borde caudal del implante, establece un parámetro de referencia para la colocación correcta de la areola en relación con el pliegue inframamario.

## Información del material

Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel, este siempre vuelve a su forma original después de una deformación mecánica moderada.

La cubierta de los implantes se compone de varias capas de un elastómero de silicona. Está es elástica así como químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de

mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los implantes de gel de silicona está equipada con una capa de barrera adicional que impide la difusión del gel. La superficie de la cubierta del implante MESMO® sensitive es micro-texturizada.

La producción de los implantes está basada en un sistema de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad médica implantable.

## Indicaciones

- Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
- Aumento estético
- Corrección del contorno
- Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
- Combinando implantes y deformidades torácicas
- Ptosis o atrofas
- Cambio de implantes

## Información importante

Los implantes se entregan estériles y envasados individualmente.

ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso que van incluidas en cada producto.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es

